




CL30A

Bezkontaktno hlađenje do -30°C

Kako uređaj radi



Ključne prednosti

Bezkontaktno hlađenje

Hladan zrak smanjuje osjećaj pečenja i bol tijekom tretmana, bez dodira s kožom.

Omogućuje jače parametre

Zaštita kože od termičkih opekлина i hiperpigmentacije dopušta rad s jačim postavkama lasera/IPL-a.

Manje crvenila nakon tretmana

Smanjuje upalu i crvenilo, ubrzava oporavak i podiže udobnost klijenta.

Za koje tretmane

Diodni laser

IPL epilacija

Picolaser

Uklanjanje pigmentacija

Tretman akni



Minimalna temperatura	-30°C
Snaga	1200 W
Protok zraka	0–1 m ³ /min, 5 razina
Napon	110 / 220 V
Buka	< 65 dB
Dimenzije / težina	310 × 550 × 730 mm, 50 kg
Rashladno sredstvo	R404A (ekološko)

Česta pitanja

S kojim uređajima se koristi?

S diodnim laserima, IPL sustavima, picolaserom i drugim tretmanima gdje toplina uzrokuje nelagodu.

Kolika je najniža temperatura?

Do -30°C, uz 5 razina protoka zraka za precizno doziranje hlađenja.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



deluXart

Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska