



HYDRAFACIAL

Small Peel

Dijamantna hydro mikrodermoabrazija

Hydrafacial

Tretman se odvija u više usklađenih koraka koji se izvode istim ručnim nastavkom. Najprije se koža čisti i eksfolira, a zatim slijedi blagi kiseli piling (najčešće s glikolnom i salicilnom kiselinom) koji omekšava i otapa nečistoće u porama.

Princip djelovanja

Ključ tehnologije je vrtložni (Vortex) protok tekućine kroz spiralni vrh nastavka: on istovremeno stvara blagi vakuum koji bezbolno izvlači mitesere i nečistoće te ispire pore, dok se koža natapa aktivnim serumima. U završnoj fazi u kožu se utiskuju hidratantni i njegujući sastojci poput hijaluronske kiseline, antioksidansa i peptida. Ovisno o modelu uređaja, tretman se može nadopuniti oksigenacijom (kisik pod pritiskom), ultrazvukom ili LED svjetlosnom terapijom.

Što se realno postiže

Rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana: koža je čišća, glađa, hidratiranija i vidljivo sjajnija, a pore su manje uočljive. Tretman nema razdoblje oporavka pa se klijent odmah može vratiti svakodnevnim aktivnostima. Učinak jednog tretmana obično traje oko 5 do 7 dana, nakon čega se koža postupno vraća u prethodno stanje.

Ključne prednosti

Vidljiv rezultat odmah

Neinvazivni tretmani bez vremena oporavka — poboljšava teksturu kože i ujednačava ten već od prvog tretmana.

Smanjenje bora, ožiljaka i pora

Djeluje na fine linije, ožiljke od akni i proširene pore uz podesiv intenzitet prema tipu kože.

Jednostavno održavanje

Potrošni filteri i dijamantne glave lako se zamjenjuju — kompaktan dizajn prikladan za manje salone.

Za koje tretmane

Dubinsko čišćenje lica

Ujednačavanje tena

Fine linije

Ožiljci od akni

Proširene pore

BROJ TRETMANA

6–10 tretmana (početna kura); za osnovni sjaj i hidrataciju vidljiv rezultat i nakon jednog tretmana

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

svaka 2–4 tjedna tijekom kure, uz kasnije održavanje 1× mjesečno

Tijek tretmana u salonu

Hydrafacial je neinvazivan tretman dubinskog čišćenja, eksfolijacije, hidratacije i njege kože. Najčešće se primjenjuje na cijelom licu, ali i na vratu, dekolteu, leđima (kod začepljenih pora i akni na leđima) te nadlanicama. Rješava niz estetskih problema: začepljene i proširene pore, mitesere i komedone, masnu i mješovitu kožu, suhu i dehidriranu kožu te neujednačen ten i teksturu. Također ublažava prve znakove starenja poput sitnih bora, gubitka sjaja i blage mlitavosti, kao i hiperpigmentaciju i tamne mrlje.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i dojenje — kiseline pilinga (glikolna, salicilna) i aktivni sastojci mogu se sistemski apsorbirati; tretman izbjegavati ili samo uz trudnoći prilagođene serume bez...
- Poznata alergija ili preosjetljivost na sastojke seruma (hijaluronska kiselina, peptidi, antioksidansi) ili na kiseline pilinga (glikolna, salicilna)
- Alergija na aspirin/salicilate ili na sumpor — oprez zbog salicilne kiseline i sastojaka seruma
- Alergija na plodove mora i školjke — pojedini serumi sadrže sastojke morskog porijekla
- Aktivne upalne akne, ciste i pustule u naletu — eksfolijacija i vakuum mogu pogoršati upalu i proširiti infekciju
- Aktivna rozacea ili rozacea u naletu — sukcija i pojačan protok krvi mogu izazvati jako crvenilo i oštetiti kapilare
- Aktivni herpes (herpes simplex) i hladne rane na području tretmana
- Otvorene rane, posjekotine, sunčane opekline, aktivni dermatitis, ekcem, psorijaza ili osip na koži koja se tretira
- Aktivne kožne infekcije (bakterijske, virusne ili gljivične)
- Nedijagnosticirane ili sumnjive kožne promjene na području tretmana (madeži, izrasline, atipične lezije) — potrebna liječnička procjena prije tretmana
- Terapija izotretinoinom (Roaccutane) u zadnjih 6–12 mjeseci — pričekati potpuni oporavak kože
- Aktivna topikalna terapija retinoidima ili jakim kiselinama (AHA/BHA, tretmanski peelinzi) — prekinuti nekoliko dana prije tretmana
- Nedavni agresivni tretmani na istom području (kemijski piling, lasersko obnavljanje, IPL, dermabrazija) dok koža nije potpuno zacijeljena
- Nedavno primljeni botoks ili dermalni fileri — tretman odgoditi (obično 1–2 tjedna)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Tretman	Dijamantna hydro mikrodermoabrazija
Tehnologija	Vakuum + zamjenjivi dijamantni nastavci
Napajanje	220-240V / 50-60Hz, 70W
Vakuum	podesivo 0-70 cmHg
Dimenzije	30 x 25 x 13 cm, ~3.5 kg
U kompletu	3 metalne ručke, 9 dijamantnih glava (razne granulacije), filteri, silikonske cijevi

Česta pitanja

Koliko dijamantnih glava dolazi uz uređaj?

9 dijamantnih glava različitih granulacija, uz 3 metalne ručke.

Treba li mijenjati potrošni materijal?

Da, filteri su potrošni i lako se zamjenjuju.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



deluxart

Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska